

Le meilleur du son Alpha, même dans les situations sonores complexes.

Hybrid Technology™ combine deux approches de traitement du son en un système auditif hybride. Ainsi, il peut s'adapter de manière optimale à des environnements sonores complexes, même ceux qui sont très bruyants. Ressenti pour le patient : une compréhension de la parole et un confort d'écoute simultanément augmentés dans d'innombrables situations d'écoute.



93% des patients ayant participé au test, comprennent sans difficulté la parole lorsqu'ils se rendent dans un restaurant. Un plus grand nombre d'entre eux ont signalé une parole claire dans les environnements bruyants et une qualité sonore bonne à excellente.*

De nouvelles données montrent comment les utilisateurs du test évaluent les performances d'Alpha de Bernafon dans une série de situations d'écoute typiques.

Scannez-moi !



Consultez bernafon.fr/professionals/products/hybrid-technology pour voir les résultats complets.



Des réglages fins faciles avec la Hybrid Technology™

Désormais, l'**Assistant d'adaptation amélioré** dans le logiciel d'adaptation Oasis™ suggère également des ajustements aux fonctionnalités hybrides. Évaluez les besoins de votre patient lors de la procédure guidée pour révéler tout le potentiel de la Hybrid Technology™.



Hybride dans toutes les catégories de performance

Alpha de Bernafon est désormais disponible en **cinq catégories de performance** pour répondre aux besoins et budgets individuels de vos clients. Alpha 3|1 comprend le système exclusif Hybrid Sound Processing™, le système Hybrid Feedback Canceller™ et d'autres fonctionnalités avancées. Les aides auditives garantissent une bonne qualité sonore et une bonne compréhension de la parole dans une multitude d'environnements d'écoute.

Comment certains utilisateurs perçoivent Alpha de Bernafon



« Avec Alpha, nous pouvons faire du vélo en toute sécurité et profiter pleinement de nos voyages »

Jean Marc et Rita Nigg, deux aventuriers et explorateurs du monde



« Avec mes aides auditives Alpha, je peux entendre les oiseaux dans les arbres et les immortaliser avec mon appareil photo »

Anton Riedo, artiste et passionné de photographie

Scannez-moi !



Consultez bernafon.fr/hearing-aid-users/hearing-aids/reviews pour en savoir plus sur Rita, Jean Marc et Anton.

Découvrez la gamme Alpha de Bernafon



Adaptez-vous aux besoins et aux préférences de vos patients grâce à quatre styles d'aides auditives dans un choix de dix combinaisons de couleurs attrayantes.

Présentation du modèle

| | miniRITE T | miniRITE T R | miniBTE T | miniBTE T R |
|---|------------------|------------------|--------------|-------------|
| Alpha 9 7 5 3 1 | ● | ● | ● | ● |
| Écouteurs miniFit | 60, 85, 100, 105 | 60, 85, 100, 105 | | |
| Tube fin miniFit | | | ● | ● |
| Coude | | | ● | ● |
| Batterie | Zinc-air 312 | Li-ion 312+ | Zinc-air 312 | Li-ion 13 |
| Rechargeable (chargeur et Charger Plus) ¹⁾ | | ● | | ● |
| Connectivité 2,4 GHz BLE | ● | ● | ● | ● |
| Communication mains libres | ● | ● | ● | ● |
| Technologie NFMI | ● | ● | ● | ● |
| Bobine téléphonique | ● | ● | ● | ● |
| Bouton(s)-poussoir(s) | Double | Double | Unique | Unique |
| Revêtement hydrophobe | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |

Coloris disponibles



¹⁾ Les modèles de chargeur peuvent varier en fonction du style d'aide auditive
²⁾ Uniquement disponible pour Alpha 9 dans les styles : miniRITE T R, miniBTE T R, miniBTE T
³⁾ Non disponible pour Alpha 3|1

Aperçu des fonctionnalités

| | Alpha 9 | Alpha 7 | Alpha 5 | Alpha 3 | Alpha 1 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hybrid Technology™ | | | | | |
| Hybrid Sound Processing™ | | | | | |
| Bande de fréquence | 10 kHz | 8 kHz | 8 kHz | 8 kHz | 8 kHz |
| Hybrid Balancing™ | | | | | |
| Équilibreur de parole | 3 options | 2 options | ● | ● | ● |
| Équilibreur de bruit | 4 options | 2 options | – | – | – |
| Hybrid Noise Management™ | | | | | |
| Réduction intelligente du bruit | 4 options | 4 options | 3 options | 3 options | 2 options |
| Directivité intelligente | 4 options | 4 options | 4 options | 4 options | 3 options |
| États dynamiques | 3 options | 2 options | – | – | – |
| États omni | 2 options | 2 options | – | – | – |
| Hybrid Feedback Canceller™ | | | | | |
| Parole | | | | | |
| Renforcement des basses fréquences | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frequency Composition™ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Confort | | | | | |
| Gestion du bruit binaurale | ● | ● | – | – | – |
| Réduction des bruits impulsifs | 4 options | 3 options | 3 options | 2 options | – |
| Gestion du Bruit du Vent | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extension de plage dynamique | ● | ● | – | – | – |
| Gestion des bruits faibles | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la directivité | | | | | |
| Dynamique | ● | ● | ● | ● | – |
| Directivité adaptative complète | ● | ● | ● | ● | ● |
| Directivité fixe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Omni fixe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Omni directionnel | ● | ● | – | – | – |
| True Directionality Plus | ● | ● | – | – | – |
| Individualisation | | | | | |
| Personnalisation | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bandes d'adaptation | 24 | 20 | 18 | 14 | 12 |
| Options du programme / mémoires | 13/4 | 12/4 | 12/4 | 10/4 | 8/4 |
| Expérience musicale | | | | | |
| Coordination binaurale : Commande de volume, changement de programme | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gestionnaire d'adaptation automatique | | | | | |
| Transition | 4 options | 3 options | 2 options | ● | ● |
| Data logging | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tinnitus SoundSupport | ● | ● | ● | ● | ● |
| Compatibilité CROS | ● | ● | ● | ● | ● |

miniBTE de Bernafon – la nouvelle version de la célèbre performance hybride

Deux valent mieux qu'un – Hybrid Technology™ pour des performances hybrides efficaces



Facile à utiliser avec un bouton-poussoir unique et un voyant LED indicateur de charge



Alpha miniBTE T avec une pile zinc-air pour les utilisateurs qui préfèrent les aides auditives non rechargeables



Polyvalent et pratique avec un coude et un tube fin miniFit pour une adaptation instantanée

Diffusion sonore directe à partir de sources audio externes* grâce à la technologie Bluetooth® Low Energy (BLE) 2,4 GHz et à la bobine téléphonique

Conçu pour iPhone | iPad | iPod Works with android

L'application EasyControl-A* de Bernafon permet un contrôle intuitif des aides auditives.



Alpha offre désormais une communication mains libres avec les iPhone®* et les iPad®*. Après avoir accepté l'appel, vos clients peuvent poser leur téléphone et parler librement. Les aides auditives capteront leur voix et diffuseront le son dans les deux sens, laissant leurs mains libres pour d'autres tâches.

* Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consulter bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch, et Apple Watch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG Inc. et Demant A/S les utilise sous licence. Les autres marques déposées et marques commerciales sont détenues par leurs propriétaires respectifs.

Bernafon a été fondé en 1946. Depuis, ses représentants et employés, répartis dans plus de 70 pays, travaillent sans relâche dans l'esprit et la tradition de nos fondateurs pour développer et commercialiser des solutions qui aident les personnes atteintes de problèmes d'audition. Grâce à notre technologie de pointe, à des produits de haute performance et à un engagement quotidien, nous nous efforçons de dépasser toutes les attentes. Nos valeurs suisses, notre compétence technologique, notre passion et nos partenariats basés sur l'authenticité nous aident à remplir notre objectif :

Ensemble, nous aidons les gens à mieux entendre et communiquer.

Pour plus d'informations sur les aides auditives, rendez-vous sur le site web de Bernafon.

Siège Monde
Suisse
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Phone +41 31 998 15 15
info@bernafon.com
www.bernafon.com

SOUND OF SWITZERLAND YouTube

Bernafon dans le monde
Afrique du Sud · Allemagne · Australie · Canada · Chine · Corée · Danemark · Espagne · Finlande · France · Italie · Japon · Nouvelle-Zélande · Pays-Bas · Pologne · Royaume Uni · Suède · Suisse · Turquie · USA

www.bernafon.fr

Bernafon is part of the Demant Group.
Bernafon est une marque du Groupe Demant.

bernafon
Your hearing · Our passion

2022-01-04/247407/FR/insusceptible de changer



Alpha de Bernafon
Inspiré par le meilleur

nouveau

Alpha miniBTE T R rechargeable



- miniBTE T R et miniBTE T
- Alpha 3|1*
- Communication mains libres
- Assistant d'adaptation amélioré



*Alpha 3 et 1 ne sont pas disponibles sur tous les marchés.



L'émotion est dans tous les styles

La gamme Alpha de Bernafon s'agrandit. Avec de nouveaux styles dans toutes les catégories de performance, Alpha, disponible en 3 | 1 répond maintenant à tous les besoins de vos patients et vous assure des adaptations réussies.



Alpha miniBTE T R rechargeable avec une batterie lithium-ion pour une journée complète de fonctionnement, même en cas de streaming.

La charge se fait par induction en seulement 3,5 heures avec le chargeur standard miniBTE T R ou le chargeur portable Charger Plus* doté d'un bloc d'alimentation.



* La disponibilité peut varier selon les marchés.