



BEWERTUNGSKRITERIEN FÜR KATZENKOT



GEBRAUCHS-ANLEITUNG

Beurteilen Sie den Kot individuell von 1 (hart und trocken) bis 5 (flüssig). Wenn die Kotkonsistenz nicht homogen ist, so protokollieren Sie den höheren Wert.

ZU HART/
ZU WEICH

AKZEPTABEL

OPTIMAL

1



HARTER, TROCKENER, BRÖCKLIGER KOT (Krümel)

Das Zerdrücken des Kots mit einer Gabel hinterlässt keine Schmier Spuren. Tendenziell zerfällt der Kot eher in seine einzelnen Teile, anstatt zerdrückt zu werden.

2



GEFORMTER, HARTER KOT

Dieser Kot weist sehr klar definierte Segmente auf. Die Außenseite ist fast immer sehr trocken und das Innere beinahe trocken (im Gegensatz zu Kot mit dem Score 2,5, der weicher ist). Wenn Sie ihn mit einer Gabel nach unten drücken, brechen separate kleine Stücke entlang der Segmentierung ab. Hinterlässt beim Aufheben keinen Rückstand auf dem Boden.

2,5



GEFORMTER, FESTER KOT

Dieser Kot hat eine klar definierte Form mit einer gut erkennbaren Segmentierung. Die Oberfläche kann leicht feucht sein, aber er ist immer noch gut geformt. Wenn Sie ihn mit einer Gabel nach unten drücken, zerfällt er in seine einzelnen Segmente, obwohl Sie, anders als bei Kot mit Wert 3, einen Widerstand spüren. Hinterlässt beim Aufheben wenig Rückstand auf dem Boden.

3



UNGEFORMTER KOT, WEICH, ABER MIT FORM

Ein feuchter Kot ohne Segmentierung. Er hat im Vergleich zum Kot mit dem Wert 4 eine deutlichere Form. Die einzelnen Teile dieses Kots kleben aneinander. Hinterlässt beim Aufheben einen Rückstand auf dem Boden.

4



SEHR WEICHER KOT

Sehr wässriger, aber nicht flüssiger Kot. Im Vergleich zu Kot mit dem Wert 5 hält dieser Kot Wasser zurück, das dennoch zwischen seinen weichen, geformten Anteilen sichtbar ist.

5



FLÜSSIGER KOT

Gänzlich flüssiger Kot (keine Textur) oder flüssiger Kot mit minimaler Konsistenz.



EINZIGARTIG BIS INS KLEINSTE DETAIL

VERDAUUNGSPROBLEME KÖNNEN ZU EINEM NÄHRSTOFFMANGEL BEI IHREM TIER FÜHREN

Im Rahmen der Ursachenfindung für die Diagnosestellung sowie auf der Suche nach der bestmöglichen Ernährungslösung wird Ihr Tierarzt/ Ihre Tierärztin die Umstellung der Nahrung Ihres Tieres auf eine spezifische Diät nahrung von ROYAL CANIN® empfehlen. Diese hilft, die eingeschränkte Verdauungskapazität zu kompensieren.

ROYAL CANIN® BIETET DIE UMFASSENDSTE PALETTE AN DIÄTNAHRUNGEN BEI MAGEN-DARM-ERKRANKUNGEN.



Jede einzelne Nahrung wurde konzipiert, um den individuellen Bedarf von Hunden und Katzen mit Verdauungsproblemen abzudecken und eine gesunde Verdauung sicherzustellen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Telefonnummer DE: +49 221 937060-600 und AT: +43 810 207 601 oder schicken Sie uns eine E-Mail an DE: info.de@royalcanin.com bzw. AT: info.at@royalcanin.com



EINZIGARTIG BIS INS KLEINSTE DETAIL

BEWERTUNGSKRITERIEN FÜR KOT

Nutzen Sie diese Scores als Bewertungskriterien für die Beurteilung der Kotqualität von Katzen, Hunden und Welpen aller Größen.

Weil jeder Bissen wertvoll ist.



©ROYAL CANIN® SAS 2021. Alle Rechte vorbehalten.





BEWERTUNGSKRITERIEN FÜR HUNDEKOT



GEBRAUCHS-ANLEITUNG

Beurteilen Sie den Kot individuell von 1 (hart und trocken) bis 5 (flüssig). Wenn die Kotkonsistenz nicht homogen ist, so protokollieren Sie den höheren Wert.

ZU HART / ZU WEICH

AKZEPTABEL

OPTIMAL

1



HARTER, TROCKENER, BRÖCKLIGER KOT (Krümel)
Tendenziell zerbricht er eher, als zerdrückt zu werden.

2



TROCKEN, SEHR KLAR DEFINIERTE SEGMENTIERUNG
Die Außenseite ist sehr trocken und das Innere beinahe trocken. Hinterlässt beim Aufheben keinen Rückstand auf dem Boden.

2,5



KLAR DEFINIERTE FORM MIT ERKENNBARER SEGMENTIERUNG
Er hinterlässt beim Aufheben sehr wenig Rückstand am Boden.

3



FEUCHTER KOT MIT SICHTBAREM VERLUST AN FORM UND SEGMENTIERUNG
Die „Bestandteile“ des Kots sind wenig getrennt und die Segmentierung ist noch sichtbar.

3,5



FEUCHTER KOT OHNE SEGMENTIERUNG
Der Kot ist immer noch geformt. Die Bestandteile des Kots kleben aneinander.

4



FEUCHTER KOT MIT GERINGER KONSISTENZ UND OHNE ECHTE FORM
Starke Wasserbindung. Kein freies „Kotwasser“ sichtbar.

4,5



FLÜSSIGER KOT MIT MINIMALER KONSISTENZ

5



GÄNZLICH FLÜSSIGER KOT (keine Textur)



BEWERTUNGSKRITERIEN FÜR KOT VON KLEINEN UND MITTELGROSSEN HUNDEWELPEN



GEBRAUCHS-ANLEITUNG

Beurteilen Sie den Kot individuell von 1 (hart und trocken) bis 5 (flüssig). Wenn die Kotkonsistenz nicht homogen ist, so protokollieren Sie den höheren Wert.

ZU HART / ZU WEICH

AKZEPTABEL

OPTIMAL

1



GEFORMTER, TROCKENER UND HARTER KOT

2



GEFORMTER, TROCKENER, ABER NICHT HARTER KOT

Zylindrisch geformter Kot, trockenes Aussehen, in Kügelchen aufgeteilt. Die härteren Teile können mit etwas Mühe (Abb. II) oder leicht (Abb. III) zerkleinert werden.

WEICHERE ANTEILE KLEBEN LEICHT ANEINANDER (Abb. IV)

2,5



WEICHER, GEFORMTER KOT

Geformter, aber sehr weicher Kot. Zylindrische Form, in Kügelchen aufgeteilt (Abb. V) oder mit Einschnürungen (Abb. VI). Weichere Anteile sind breiig, immer noch zylindrisch geformt, aber ohne Einschnürungen (Abb. VII).

3



WEICHER, UNGEFORMTER KOT

Kot überwiegend ungeformt mit wenig geformten Anteilen (Abb. VIII) oder breiig ungeformter Kot (Abb. IX & X). In einigen Fällen (Abb. IX) ist eine zylindrische Form erkennbar (a), die aber aufgrund der hohen Feuchtigkeit nicht erhalten bleibt.

WENN 7 WOCHEN UND ÄLTER

VIII IX X

WENN 8 WOCHEN UND ÄLTER

VIII IX X

4



FLÜSSIGER KOT IN VERBINDUNG MIT WEICHEM KOT

Die Hauptmenge des Kots ist weich (Abb. XI) oder flüssig (Abb. XII).

4,5



FLÜSSIGER KOT (Abb. XIII)

5



BEWERTUNGSKRITERIEN FÜR KOT VON GROSSEN HUNDEWELPEN UND WELPEN VON RIESENRASSEN



GEBRAUCHS-ANLEITUNG

Beurteilen Sie den Kot individuell von 1 (hart und trocken) bis 5 (flüssig). Wenn die Kotkonsistenz nicht homogen ist, so protokollieren Sie den höheren Wert.

ZU HART / ZU WEICH

AKZEPTABEL

OPTIMAL

1



GEFORMTER, TROCKENER UND HARTER KOT

2



GEFORMTER, TROCKENER, ABER NICHT HARTER KOT

Zylindrisch geformter Kot, trockenes Aussehen, in Kügelchen aufgeteilt. Die härteren Teile können mit etwas Mühe (Abb. II) oder leicht (Abb. III) zerkleinert werden.

WEICHERE ANTEILE KLEBEN LEICHT ANEINANDER (Abb. IV)

2,5



WEICHER, GEFORMTER KOT

Geformter, aber sehr weicher Kot. Zylindrische Form in Kügelchen aufgeteilt (Abb. V) oder mit Einschnürungen (Abb. VI). Weichere Anteile sind breiig, immer noch zylindrisch geformt, aber ohne Einschnürungen (Abb. VII).

3



WEICHER, UNGEFORMTER KOT

Kot überwiegend ungeformt mit wenig geformten Anteilen (Abb. VIII) oder breiig ungeformter Kot (Abb. IX & X). In einigen Fällen (Abb. IX) ist eine zylindrische Form erkennbar (a), die aber aufgrund der hohen Feuchtigkeit nicht erhalten bleibt.

WENN 7 WOCHEN UND ÄLTER

VIII IX X

WENN 8 WOCHEN UND ÄLTER

VIII IX X

4



FLÜSSIGER KOT IN VERBINDUNG MIT WEICHEM KOT

Die Hauptmenge des Kots ist weich (Abb. XI) oder flüssig (Abb. XII).

4,5



FLÜSSIGER KOT (Abb. XIII)

5

